

Forza piú leggera | Estetica perfetta | Debonding piú facile

symetri™

CLEAR

Alette smussate e piegate lingualmente per un minor ingombro e maggior robustezza

Alette con il 38% in meno di superficie piatta rispetto ai principali competitors. I bordi garantiscono confort al paziente e riflettono meno luce per confondersi meglio con lo smalto dei denti

Bordi dello slot piú arrotondati per ridurre l'effetto "notching" del filo e facilitarne lo slittamento

Basetta con design anatomico "compound-contour" adattabile ad ogni dente

Profilo piú basso rispetto ai competitors

Area piú ampia sotto le alette per rendere piú facili e sicure le doppie legature metalliche

Effetto "mirino" degli assi dell'attacco per un posizionamento piú facile ed efficace



Forza minima in fase di debonding con la nostra pinza brevettata. Una stretta. Un click.



Piú arrotondato e piú liscio per maggior confort ed estetica.



La mordenzatura al laser della superficie della basetta, brevettata da Ormco, garantisce migliore precisione ed efficienza in fase di bonding e debonding.



symetri™ CLEAR

Progettato con dimensioni ottimizzate in/out per esprimere il più puro McLaughlin, Bennett, Trevisi Rx*.

Unico in Ormco - il laterale in/out opzionale, allinea i bordi incisivi dei centrali e dei laterali.

*2x raggi maggiori (.005" Symetri vs. 0025 Clarity Advanced). Dati sul file.
*Non implica supporto di.

Dente	torque	angolo	rotazione	tipo di bracket	numero			
MASCELLA					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Centrale	+17°	4°	0°	twin	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
Laterale	+10°	8°	0°	twin	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
Laterale - Opzionale In/Out	+10°	8°	0°	twin	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212
Cuspide	0°	8°	0°	twin	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
Gancio Cuspide	0°	8°	0°	twin	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
Bicuspide	-7°	0°	0°	twin	418-1510		419-1510	
Gancio Bicuspide	-7°	0°	0°	twin	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
MANDIBOLA					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Anteriore	-6°	0°	0°	twin	418-1010		419-1010	
Cuspide	0°	3°	2°	twin	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
Gancio cuspide	0°	3°	2°	twin	418-2411	418-2410	419-2411	419-2410
1° Bicuspide	-12°	0°	0°	twin	418-1610		419-1610	
1° Gancio Bicuspide	-12°	2°	0°	twin	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
2° Bicuspide	-17°	0°	0°	twin	418-1710		419-1710	
2° Gancio Bicuspide	-17°	2°	0°	twin	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

Kit per singolo paziente		.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Symetri Clear superiore/inferiore 5-5 con ganci 3-4-5	twin	746-2101		746-2201	
Symetri Clear superiore/inferiore 3-3 con ganci 3	twin	746-2102		746-2202	
Symetri Clear superiore con ganci 3	twin	746-2103		746-2203	
Symetri Clear superiore con ganci 3-4	twin	746-2104		746-2204	
Symetri Clear superiore con ganci 3	twin	746-2105		746-2205	
Symetri Clear superiore 5-5 con ganci 3-4-5	twin	746-2106		746-2206	



Symetri Clear pinza per il debonding 866-4025

Symetri Clear tipodonto 717-0021