

Ormco

symetri™
CLEAR

Maggiore robustezza

Estetica perfetta


Debonding piú facile





Bracket con estetica perfetta

Symetri Clear™ è un bracket dall'estetica perfetta studiata per fornire una maggiore robustezza, comfort al paziente e debonding più facile e sicuro.



*Dati d'archivio.



Il debonding

La mordenzatura al laser della superficie della basetta, brevettata da Ormco, garantiscono una rimozione sicura e facile del bracket senza rischi di rotture. Il bracket si rimuove interamente esercitando una forza minima in fase di debonding.

La superficie della base è studiata in modo che il bracket venga rimosso interamente dallo smalto applicando una forza minima e senza rompersi.




La superficie della base mordenzata al laser garantisce una miglior precisione ed efficienza in fase di bonding e debonding

La basetta con design anatomico "compound-contour" è studiata per adattarsi ad ogni dente

**Dati d'archivio.

Studiato per pazienti e dottori

Symetri Clear™ è un bracket estetico studiato per garantire massimo comfort al paziente, le cui caratteristiche rispondono al meglio alle esigenze cliniche. La superficie liscia e il basso profilo minimizzano l'interferenza occlusale, il che consente di bondare facilmente le due arcate.




- -La forma bisellata dello slot favorisce l'inserimento del filo
- I bordi arrotondati dello slot minimizzano l'effetto di notching del filo e ne facilitano lo scorrimento
- -La forma e il profilo arrotondati delle alette danno una superficie più liscia che si traduce in comfort ottimale per il paziente
- Il profilo più basso del bracket riduce al minimo il rischio di contatto con lo smalto dei denti opposti
- Il basso profilo garantisce un risultato estetico eccellente e riduce l'interferenza occlusale



Dimensioni in/out uniche e ottimizzate

Un'esclusiva Ormco, Symetri Clear™ è disponibile nelle dimensioni di in/out standard e slim per i laterali superiori. Esclusiva Ormco, la riduzione opzionale dell'in/out sui laterali è studiata in modo da allineare i margini incisali del gruppo frontale ed offre la possibilità di ridurre eventuali pieghe dell'arco e migliorare la finitura.






dente	torque	ang	rot	tipo bracket	codice prodotto			
MASCELLARE					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Centrale	+17°	4°	0°	twin	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
Laterale	+10°	8°	0°	twin	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
Laterale - Opzionale Slim In/Out	+10°	8°	0°	twin	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212
Canino	0°	8°	0°	twin	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
Canino - Gancio	0°	8°	0°	twin	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
Premolare	-7°	0°	0°	twin	418-1510		419-1510	
Premolare - Gancio	-7°	0°	0°	twin	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
MANDIBOLARE					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Anteriore	-6°	0°	0°	twin	418-1010		419-1010	
Canino	0°	3°	2°	twin	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
Canino - Gancio	0°	3°	2°	twin	418-2411	418-2410	419-2411	419-2410
1° Premolare	-12°	0°	0°	twin	418-1610		419-1610	
1° Premolare - Gancio	-12°	2°	0°	twin	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
2° Premolare	-17°	0°	0°	twin	418-1710		419-1710	
2° Premolare - Gancio	-17°	2°	0°	twin	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

Kit singoli per paziente		.018	.022
Symetri Clear™ superiore/inferiore 5-5 con ganci 3-4-5	twin	746-2101	746-2201
Symetri Clear™ superiore/inferiore r 3-3 con ganci su 3	twin	746-2102	746-2202
Symetri Clear™ 3-3 superiore con ganci su 3	twin	746-2103	746-2203
Symetri Clear™ 5-5 superiore con ganci su 3	twin	746-2105	746-2205
Symetri Clear™ 5-5 superiore con ganci 3-4-5	twin	746-2106	746-2206

Strumento di debonding Symetri Clear™ 866-4025

Typodont per Symetri Clear™ 717-0021



symetri
CLEAR

Per maggiori informazioni contatti il suo agente Ormco al numero 00 800 3032 3032 o visiti il sito ormcoeurope.com

symetriTM
CLEAR

Contatti il suo agente Ormco al numero 00 800 3032 3032
Per maggiori informazioni visiti il sito ormco.it

Gemellari | Digitale | Ausiliari | Sviluppo dello studio | Formazione
Autoleganti | Allineatori | Tubi/Bande | Fili | Prodotti da laboratorio

© 2019 Ormco Corporation

OrmcoTM

ORMCO BV
Basicweg 20, 3821 Amersfoort
Paesi Bassi
ormco.it

762-6651