



Pazienti Damon[™]. Fotografie per gentile concessione del Dr. Ramón Perera.

UN ULTERIORE PASSO AVANTI

È arrivato il bracket di 8^a generazione
del Sistema Damon[™], ispirato da
ortodontisti di tutto il mondo.



DAMON[™] 

AFFIDABILE. VERSATILE. PRATICO.

Il nuovo Damon™ Q2 è il bracket di 8a generazione del rinomato Sistema Damon™, con oltre 20 anni di innovazione e di ispirazione da parte di ortodontisti di tutto il mondo: una combinazione testata di bracket autoleganti passivi, sequenza di fili leggeri e protocolli di trattamento consigliati utilizzati per finire milioni di casi con successo.



Damon™ SL
1996



Damon™ 2
2001



Damon™ 3
2004



Damon™ 3MX
2005



Damon™ Q2 abbina le caratteristiche affidabili dei bracket Damon™ alla praticità di un'ampia area sotto le alette e un maggiore controllo rotazionale, consentendo così un trattamento versatile ed efficiente di TUTTI i casi con una meccanica semplificata.



Damon™ Q
2008



Damon™ Clear
2009



Damon™ Clear2
2014



Damon™ Q2
2017



PER TUTTI I TIPI DI TRATTAMENTO.

AFFIDABILE. FACILE DA USARE.

Lo strumento **SpinTek™** sfrutta le forze reciproche durante l'apertura per effettuare il cambio fili e correzioni in sicurezza durante il trattamento.



FACILE DA APRIRE

Per aprire lo sportellino basta una semplice rotazione dello strumento di apertura SpinTek, le forze reciproche si disperdono in direzione opposta.



FACILE DA CHIUDERE

Quando lo sportellino è ben chiuso si ha una conferma tattile.



La **basetta romboidale** e la **nuova linea di posizionamento verticale** facilitano il posizionamento del bracket.

VERSATILE. PRATICO.



Versatilità di trattamento grazie all'**ampia area sotto le alette** ove inserire catenelle, elastici, legature metalliche e gli altri dispositivi ausiliari.



Profilo ridotto e dimensioni contenute dei bracket, angoli lisci e arrotondati per una migliore estetica e comfort del paziente.

Confronto fra
Damon™ Q e
Damon™ Q2



Damon Q
Superiore
3 & 4 Std



Damon Q2
Superiore
3 & 4 Std



Pratici **ganci drop-in*** e **ganci saldati** opzionali studiati per grande resistenza con gli elastici e i prodotti ausiliari Ormco.

* Gli attuali ganci Damon Q drop-in hooks (242-0114) sono compatibili con gli attacchi Damon Q2.

EFFICIENTE. PREDICIBILE.

Quattro robuste pareti con slot preciso per **controllo rotazionale +2x**** studiato per una finitura predicibile e un trattamento efficiente.




Prescrizione modificata[†] per bracket con torque standard per centrali e laterali superiori studiati per una finitura predicibile.

** +2x U3-3 rispetto ai bracket DQ originari.

[†] Prescrizione con torque standard/basso (-6/+4/0) per Damon™ 3MX.

AFFIDABILE. DURATURO.

Base del bracket con un mesh da 80 gauge studiato per aumentare la sua ritentività meccanica per un bondaggio sicuro e affidabile durante l'intero trattamento.



Apparecchio in acciaio 17-4 stampato a iniezione estremamente robusto e duraturo durante l'intero trattamento.



COMPLETO. FLESSIBILE.

Per supportare i **protocolli di trattamento** del Sistema Damon™ e la sua **meccanica preferita** sono disponibili fili, prodotti ausiliari, strumenti e prodotti per il bonding del Sistema Damon™.

Bracket e tubi vestibolari Damon™ Q2

MASCELLARE		tipo	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
*	Centrale	Low	+2°	+5°	0°	491-8863	491-8862
	Centrale	Std.	+12°	+5°	0°	491-8861	491-8860
*	Centrale	High	+22°	+5°	0°	491-8867	491-8866
*	Laterale	Low	-5°	+9°	0°	491-8873	491-8872
	Laterale	Std.	+8°	+9°	0°	491-8871	491-8870
*	Laterale	High	+13°	+9°	0°	491-8875	491-8874
*	Canino	Low	-9°	+5°	0°	491-8883	491-8882
*	Canino con gancio	Low	-9°	+5°	0°	491-9883	491-9882
	Canino	Std.	+7°	+5°	0°	491-8881	491-8880
	Canino con gancio	Std.	+7°	+5°	0°	491-9881	491-9880
*	Canino	High	+11°	+5°	0°	491-8885	491-8884
*	Canino con gancio	High	+11°	+5°	0°	491-9885	491-9884
	Premolare		-11°	+2°	0°	491-8891	491-8890
*	Premolare - G/O		-11°	+2°	0°	491-8991	491-8990
	Premolare con gancio		-11°	+2°	0°	491-9891	491-9890
*	Premolare con gancio - G/O		-11°	+2°	0°	491-9991	491-9990
*	Premolare - Saldabile		-11°	+2°	0°	161-8891	161-8890
MANDIBOLARE		tipo	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
*	Centrale	Low	-11°	+2°	0°	491-8815	491-8814
	Centrale	Std/Low	-6°	+2°	0°	491-8817	491-8816
	Centrale	Std.	-3°	+2°	0°	491-8811	491-8810
*	Laterale	Low	-11°	+4°	0°	491-8825	491-8824
*	Laterale	Std/Low	-6°	+4°	0°	491-8827	491-8826
	Laterale	Std.	-3°	+4°	0°	491-8821	491-8820
*	Canino	Low	0°	+5°	0°	491-8833	491-8832
*	Canino con gancio	Low	0°	+5°	0°	491-9833	491-9832
	Canino	Std.	+7°	+5°	0°	491-8831	491-8830
	Canino con gancio	Std.	+7°	+5°	0°	491-9831	491-9830
*	Canino	High	+13°	+5°	0°	491-8835	491-8834
*	Canino con gancio	High	+13°	+5°	0°	491-9835	491-9834
	1° Premolare	Std.	-12°	+4°	0°	491-8841	491-8840
*	1° Premolare - G/O	Std.	-12°	+4°	0°	491-8941	491-8940
	1° Premolare con gancio	Std.	-12°	+4°	0°	491-9841	491-9840
*	1° Premolare con gancio - G/O	Std.	-12°	+4°	0°	491-9941	491-9940
*	1° Premolare - Saldabile	Std.	-12°	+4°	0°	161-8841	161-8840
*	1° Premolare	High	-5°	+4°	0°	491-8843	491-8842
*	1° Premolare - G/O	High	-5°	+4°	0°	491-8943	491-8942
*	1° Premolare con gancio	High	-5°	+4°	0°	491-9843	491-9842
*	1° Premolare con gancio - G/O	High	-5°	+4°	0°	491-9943	491-9942
*	1° Premolare - Saldabile	High	-5°	+4°	0°	161-8843	161-8842
	2° Premolare		-17°	+4°	0°	491-8851	491-8850
*	2° Premolare - G/O		-17°	+4°	0°	491-8951	491-8950
	2° Premolare con gancio		-17°	+4°	0°	491-9851	491-9850
*	2° Premolare con gancio - G/O		-17°	+4°	0°	491-9951	491-9950
*	2° Premolare - Saldabile		-17°	+4°	0°	161-8851	161-8850

Complementi per bracket Damon™ Q

MASCELLARE	tipo	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
Centrale	Low	+2°	+5°	0°	491-6463	491-6462
Centrale	High	+22°	+5°	0°	491-6467	491-6466
Laterale	Low	-5°	+9°	0°	491-6473	491-6472
Laterale	High	+13°	+9°	0°	491-6475	491-6474
Canino	Low	-9°	+5°	0°	491-6483	491-6482
Canino con gancio	Low	-9°	+5°	0°	491-7683	491-7682
Canino	High	+11°	+5°	0°	491-6485	491-6484
Canino con gancio	High	+11°	+5°	0°	491-7685	491-7684
MANDIBOLARE	tipo	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
Centrale	Low	-11°	+2°	0°	491-6415	491-6414
Laterale	Low	-11°	+4°	0°	491-6425	491-6424
Canino	Low	0°	+5°	0°	491-6433	491-6432
Canino con gancio	Low	0°	+5°	0°	491-7633	491-7632
Canino	High	+13°	+5°	0°	491-6435	491-6434
Canino con gancio	High	+13°	+5°	0°	491-7635	491-7634
1° Premolare	High	-5°	+4°	0°	491-6443	491-6442
1° Premolare - G/O	High	-5°	+4°	0°	491-7643	491-7642
1° Premolare con gancio	High	-5°	+4°	0°	491-6543	491-6542
1° Premolare con gancio - G/O	High	-5°	+4°	0°	491-7743	491-7742
1° Premolare - Saldabile	High	-5°	+4°	0°	161-8443	161-8442

Kit Damon™ Q2 per il paziente singolo

*	5-5 U/L Kit Damon™ Q2 per il paziente singolo: Standard Torque	740-1410
*	5-5 U/L Kit Damon™ Q2 per il paziente singolo: U2-2 Low Torque	740-1411
*	5-5 U/L Kit Damon™ Q2 per il paziente singolo: U3-3 High Torque, L2-2 Low Torque	740-1412
*	7-7 U/L Kit Damon™ Q2 per il paziente singolo: Standard Torque, SnapLink™ & Titanium Tubes	740-1413
*	7-7 U/L Kit Damon™ Q2 per il paziente singolo: U2-2 Low Torque, SnapLink™ & Titanium Tubes	740-1414
*	7-7 U/L Kit Damon™ Q2 per il paziente singolo: U3-3 High Torque, L2-2 Low Torque, SnapLink™ & Titanium Tubes	740-1415

Prodotti ausiliari Damon™ Q2

*	Ganci drop-in hooks Damon™ Q2 (U/L 5-5), 30 per confezione	242-0037
	Ganci drop-in hooks Damon™ Q (U/L 5-5), 30 per confezione (Anche per Damon™ Q2)	242-0114
	Strumento di apertura SpinTek™ †	866-4014
	Strumento di apertura/chiusura SpinTek™ †	866-4016
	Strumento di sbondaggio/riposizionamento Damon™ Q e Damon™ Q2	866-4008
	Pinza Wire Utility	803-0520
	Quad Caddy	070-0674
	Kit Grëngloo™ Two-Way Color-Change Adhesive Syringe	740-0320
	Kit adesivo monodose Grëngloo™	740-0322

†Da utilizzare con Damon™ Q, Damon™ Q2, Damon™ Clear, Damon™ Clear2, e i tubi SnapLink™.

* DISPONIBILE NEL 2018, CHIEDA INFORMAZIONI AL SUO AGENTE ORMCO.

Con un **sistema completo e intercambiabile** di bracket in metallo ed estetici, **Damon™ Q2** è compatibile egregiamente con i bracket **Damon™ Q**, i bracket **Damon™ Clear2**, i tubi vestibolari **SnapLink™**, i mini tubi vestibolari **Accent™** e i tubi vestibolari in titanio.




Tubi Vestibolari

MASCELLARE	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
1° Molare - Tubo SnapLink™	-18°	0°	+12°	438-2161	438-2160
1° Molare - Tubo vestibolare SL	-18°	0°	+12°	438-2103	438-2104
1° Molare - Tubo vestibolare SL- Saldabile	-18°	0°	+12°	513-1243	513-1244
1° Molare - Mini tubo Accent™	-18°	0°	+12°	513-0163	513-0162
2° Molare - Mini tubo Accent™	-27°	0°	+6°	513-0171	513-0170
2° Molare - Tubo Titanium	-27°	0°	+6°	449-1203	449-0203
2° Molare - Tubo Damon™ (Acciaio)	-27°	0°	+10°	438-2105	438-2106
MANDIBOLARE	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
1° Molare - Tubo SnapLink™	-28°	+2°	+2°	438-2191	438-2190
1° Molare - Tubo vestibolare SL	-28°	+2°	+2°	438-2101	438-2102
1° Molare - Tubo vestibolare SL-Saldabile	-28°	+2°	+2°	513-1241	513-1242
1° Molare - Mini tubo Accent™	-28°	0°	+10°	513-0165	513-0164
2° Molare - Mini tubo Accent™	-10°	0°	0°	513-0173	513-0172
2° Molare - Tubo Titanium	-10°	0°	+5°	449-2127	449-2027

Identificazione dei bracket

Gli identificativi con codice colore si trovano sulle alette di ciascun bracket. Il marchio identificativo permanente (Sistema internazionale ISO) è inoltre impresso nello slot di inserimento dello Spintek.



Identificazione del valore del torque

Verde: Torque Basso **Blu:** Torque Standard **Rosso:** Torque Alto
Damon™ Q - Calibri di posizionamento contrassegnati da un codice colore.
 Tutti i bracket Damon™ - Indicazione alla base dello slot, più (+) = torque alto, meno (-) = torque basso.

Materiali per Formazione & Marketing

Typodont & Modelli per consulto

Modello Damon™ Q2 14X	717-0126
Typodont Damon™ Q2	717-0116

Brochure & Display per i pazienti

Brochure pazienti Damon™ (40 per confezione) - Inglese	762-4926
POP Display Damon™ (porta brochure) - Inglese	762-4909

Presentazioni & Materiale grafico

Album fotografico ortodontico Damon™ (a spirale)	070-5461
--	----------

Presentazioni & Materiale grafico

Programma di marketing Damon™ in tre fasi del Dr. Tom Barron —visitare marketing.ormco.com	
CD per igienisti dentali Damon™ (anche su marketing.ormco.com)	070-5380

Sito web consumatore/paziente con Doctor Locator

demonbraces.com - Contatti il suo agente Ormco per aggiungere il suo studio al doctor locator. (disponibile unicamente in Nord America)

FORMAZIONE CONTINUA DAMON

Dai simposi globali ai webinar online, l'ampio programma Ormco di formazione continua consente di approfondire la gestione clinica e dello studio in modo che lei e i suoi pazienti possiate trarre il massimo vantaggio dal Sistema Damon™.

- ▶ Forum e simposi globali di più giorni
- ▶ Conferenze regionali
- ▶ Corsi interattivi in studio
- ▶ Programmi di mentoring
- ▶ Webinar online
- ▶ Supporto continuativo degli agenti Ormco



Scaricate la **NUOVA App Ormco Mobile di formazione globale!**

Cercate **ORMCO EDUCATION** nell'App Store.

ORMCO

Da oltre 50 anni Ormco si distingue nel campo dell'ortodonzia, offrendo ai professionisti in ortodonzia prodotti innovativi di alta qualità, un attento servizio clienti e supporto formativo. Siamo impegnati per dare a voi, nostri apprezzati clienti, i prodotti e i servizi di cui avete bisogno e che ci chiedete, prodotti che arricchiscono l'esperienza ortodontica per voi, il vostro staff e i vostri pazienti.

Consultate il sito ormco.com per ulteriori informazioni su prodotti, casi di studio clinici, metodiche di trattamenti ed eventi formativi.